

21 EQUIPMENT® FRANCE BENELUX

Zones d'action



























Cryo21®

VISAGE: température entre -3°C et +20°C **CORPS**: travail entre -10°C et +20°C

En mode libre, la t° peut être adaptée en fonction d'un type spécifique de peau.



Manipules visage





Manipules corps









La combinaison avec le set de poignées chromo LED (option) permet de réaliser un travail spécifique beaucoup plus sélectif avec des résultats plus rapides et à long terme.

VISAGE

- · Raffermissement des tissus
- · Réduction des rides
- · Effacement du double menton
- · Stimulation capillaire (crâne)
- · Volumisant lèvres
- · Traitement contre la migraine
- · Traitement contre la sinusite
- · Traitement contre l'acné

CORPS

- Amincissement
- · Modelage de la silhouette
- · Raffermissement des tissus
- · Traitement par zone
- · Amélioration de la circulation lymphatique
- · Elimination de la cellulite localisée
- · Active la microcirculation

Cryo21ku®

existe en version transportable pour soins à domicile ou en déplacement.

Cette technologie est également disponible en version combinée avec



pour un travail sur des plus grandes zones et

Clife21

pour une action intense sur le raffermissement et l'anti-âge grâce aux micro-courants, PH21 et la radiofréguence

Cryo21®




1 séance Soin visage anti-rides



1 séance Traitement acné Le temps d'une pause · ROUEN



1 séance Raffermissement · Les fées du bien · SIX-FOURS



1 séance Amincissement